

پمپ سرم

- ۱- دستگیره: جهت سهولت در جابجایی
- ۲- نمایشگر: تمام اطلاعات مهم به صورت متن خوانا نمایش داده می شود. نور پس زمینه سبز رنگ در صورت اتصال به برق شهر روشن خواهد شد یا در صورتی که یکی از دکمه ها در حالت کار با باتری فشرده شود.
- ۳- صفحه کلید: برای ورود اطلاعات
- ۴- تصحیح اطلاعات ورودی / پاک کردن: صفحه کلید را به وضعیت "000.0" Reset می نماید.
- ۵- LED قرمز رنگ: وضعیت آلام را نشان می دهد. به علاوه علامت "AAA.A" روی صفحه نمایش چشمک می زند.
- آلام های ممکن: آلام قطره، آلام هوا، آلام فشار، آلام باز بودن درب پمپ، آلام باتری و آلام حالت Standby.
- ۶- نشانگر حالت فعالیت: نشانگر دیگری نیز برای نشان دادن حالت فعالیت روی صفحه نمایش ظاهر می گردد.
- ۷- شستی برای باز کردن درب
- ۸- قاب آلومینیومی: دارای قابلیت های نگهداری آسان، ضد آب، سازگار با ضد عفونی کننده ها.
- ۹- "SF" بیانگر عملیات خاص (Special Function) می باشد (تنظیم دستگاه بر اساس دوز داروی تجویز شده).
- ۱۰- کلیدهای عملیاتی: با توجه به آنچه روی صفحه نمایش بالای هر کلید ظاهر می گردد عمل می کنند.
- ۱۱- کلید روشن و خاموش کردن دستگاه
- ۱۲- کلید خاموش کردن صدای آلام به مدت دو دقیقه
- ۱۳- کلید شروع و خاتمه تزریق
- ۱۴- کانکتور برق شهر: در صورتی که در برق شهر مشکلی پیش آید دستگاه به صورت خودکار به وضعیت استفاده از باتری داخلی می رود. زمان کار باتری بیش از ۳ ساعت در بالاترین سرعت تزریق
- ۱۵- مانع جریان (کلمپ جریان آزاد): در صورت باز شدن درب دستگاه به صورت خودکار تزریق را متوقف می نماید.

۱۶- پمپ پرستالتیک: برای تزریق دوز دقیق و قابل اعتماد

۱۷- گیره پایه سرم: پمپ را از بالا متصل نمایید تا صدای کلیک را در هنگام جا افتادن بشنوید. برای جداسازی، دکمه سیاهرنگ را فشار دهید.

توضیحات مربوط به کلید شماره ۱۰ (کلیدهای عملیاتی):

۱- VOL: Infusion Volume

کلید زیر عبارت VOL را فشرده، حجم را (از 0.1 تا 9999.9ml) وارد نموده، تایید نمایید و مجدداً کلید زیر عبارت VOL را بفشارید.

۲- TIME: Infusion Time

کلید زیر عبارت time را فشرده، زمان تزریق را وارد نمایید. برای مثال ۵۰ دقیقه به صورت 50 و دو ساعت و نیم به صورت 230. تایید نموده و مجدداً کلید زیر عبارت time را فشار دهید.

۳- RATE: نرخ تزریق

فقط زمانی که نرخ تزریق به صورت اتوماتیک محاسبه شود فعال می گردد. فشردن کلید زیر عبارت RATE نرخ تزریق محاسبه شده را تایید می نماید.

۴- SF: عملیات خاص

اگر فعال باشد در هر وضعیتی عمل خاصی انجام می دهد. این اعمال عبارتند از: محاسبه دوز دارو، عملیات تزریق سریع، رفتن به حالت Standby، انتخاب دارو، فشار انسداد، کنترل قطره، ظرفیت باتری، قفل داده ها، بلندی صدا، کنتراست صفحه نمایش، تاریخ و زمان.