



## راهنمای سریع ترازوی عقربه ای کفی و ایستاده

- ۱- جهت تنظیم عقربه بر روی عدد صفر، یک اهرم فلزی در ترازوی ایستاده در پشت صفحه نمایش ترازو و در نوع کفی جلوی صفر صفحه قرار دارد که با چرخاندن اهرم، عقربه جا به جا می شود. لطفاً از اهرم فقط در مواردی استفاده نمایید که عقربه بیش از ۲Kg جابه جا شده است. در غیر این صورت چرخاندن اهرم موجب به هم ریختن تنظیمات ترازو می شود.
- ۲- جهت تست نمودن ترازو از وزنه ی شاهد ۲۰Kg استفاده کنید. در صورت عدم دسترسی ابتدا شخص بر روی ترازو رفته و وزن خود را به خاطر می سپارد، سپس به همراه وزنه شاهد ۱۰Kg یا ۵Kg بر روی ترازو رفته و با وزن خود مقایسه می کند: اگر وزن شخص دقیقاً به اندازه ی وزنه ی شاهد افزایش یافته بود، عملکرد ترازو صحیح است و در غیر این صورت ترازو نیاز به سرویس دارد.
- ۳- دقت کنید که ترازو در محل مسطح و بدون لقی قرار داشته باشد.
- ۴- جهت اندازه گیری قد توسط قدسنج، صفحه ی طوسی رنگ قدسنج را باز کنید و خط کش را بالا ببرید. سپس شخص بر روی کفه ی ترازو بایستد و سر خود را صاف نگه دارد، خط کش را پایین آورید تا صفحه ی طوسی رنگ بر روی سر شخص قرار گیرد. عددی که در مجاورت قطعه ی نارنجی رنگ خط کش قرار می گیرد قد شخص می باشد.

