



## نحوه آماده سازی و راه اندازی:

- ۱- ضامن در (۱) را به پایین فشار داده، در (۲) را باز کنید و گیره نگهدارنده‌ی در (۳) را به عقب بکشید. سر پمپ یا Head (۴) به منتهی الیه سمت راست می رود و متوقف می شود.
- ۲- سرنگ را وارد کنید و مطمئن شوید که زائده های سرنگ در شیار دستگاه قرار گرفته است. گیره سرنگ (۳) و درب دستگاه (۲) را ببندید.
- ۳- کلید "Prime/Bolus" (۵) را فشار داده و نگهدارید تا Head (۴) به سر سرنگ برسد و نوع و سایز سرنگ را تشخیص دهد ( تصویر correct syring ) برای تایید نوع و سایز سرنگ کلید "Start/Stop" (۶) را فشار دهید. در صورتی که سرنگ تشخیص داده نشود ( تصویر wrong syring ) عمل تزریق انجام نمی شود.
- ۴- Rate مورد نظر بر حسب میلی لیتر در ساعت ( ml/h ) را در قسمت (۷) وارد کنید و در صورتی که بخواهید فقط حجم مشخصی از کل سرنگ تزریق شود می توانید آن را در قسمت (۸) وارد کنید. برای مثال در این تصویر Rate را ۱,۳ میلی لیتر در ساعت و حجمی که قرار است تزریق شود، ۵,۳ میلی لیتر تنظیم شده است.
- ۵- در صورتی که در قسمت volume (۸) عددی وارد نگرده، محتویات داخل سرنگ به صورت کامل تزریق خواهد گردید.
- ۶- حال برای شروع تزریق کلید "Start/Stop" (۶) را فشار دهید .

- **Blous** دستی: برای این کار، کلیدهای "Option/Min" (۱۰) و "Prime" (۵) را همزمان فشار داده و نگهدارید تا به میزان دلخواه سرنگ **Blous** شود.
- **Blous** خودکار: برای این کار ابتدا کلید "Prime" (۵) را فشار داده تا پنجره (۸) چشمک زن شود.

## نگهداشت:

- \* برای افزایش طول عمر باطری، توصیه می‌شود که حداقل هر یک هفته یک بار دستگاه با باطری کار کند تا جایی که باتری کاملا دشارژ شده و سیستم خاموش شود و بعد از آن دوباره سیستم را شارژ کنید.
- \*\* برای نظافت دستگاه از پارچه ی نرم و نمدار یا الکل ۷۰% استفاده شود و سپس به وسیله یک پارچه ی خشک شود.

## نکات ایمنی:

- \* قبل از تمیز کردن دستگاه حتما آن را از برق جدا کنید و تا خشک شدن آن را به برق وصل نکنید.