



۱. مبدل گرمایی ۲. نشانگرهای دما ۳. کلید On/Standby ۴. LED نشانگر روشن بودن ۵. LED نشانگر حالت Standby ۶. دکمه کاهش دما ۷. دکمه افزایش دما ۸. امتداد تیوپ ۹. گیره اتصال دستگاه به پایه

طرز استفاده:

پیش از استفاده از دستگاه توسط گیره ۹ دستگاه را به پایه ای که استحکام لازم را داشته باشد وصل کنید . سپس مراحل زیر را انجام دهید.

- دستگاه را به برق متصل کنید.
- در این حالت دستگاه در مد Standby قرار دارد و نشانگر نارنجی ۵ مربوط به آن روشن می شود . در این هنگام یک آلام صوتی به نشانه عملکرد صحیح آلامهای دستگاه برای چند ثانیه فعال می شود .
- دکمه ۸ یا ۷ را برای تنظیم دما فشار دهید . با هر بار فشار یکی از این دکمه ها دما ۲/۵ درجه سانتی گراد کم یا زیاد میشود و این تغییرات بر روی نمایشگر ۲ قابل مشاهده است . اگر هیچ کلیدی بعد از ۷ ثانیه فشار داده نشود نمایشگر خاموش خواهد شد . بعد از به برق زدن دستگاه اگر دما را تغییر ندهید ، دستگاه به طور اتومات دمای ۳۸/۵ درجه را در نظر گرفته و خود را در این دما تنظیم می کند .
- برای شروع گرم شدن مایع یا خون دکمه شماره ۳ را فشار دهید . تا زمانیکه دمای مایع کمتر از ۳۶/۵ درجه باشد LED سمت چپ خاموش و روشن می شود و با بالا رفتن دمای مایع، دمای فعلی آن بر روی نمایشگر نشان داده می شود .
- بلندی طول تیوپ دلخواه خود را انتخاب کنید .
- طول تیوپ بین بیمار و دستگاه نباید کمتر از ۴۲ سانتی متر باشد و به دلایل ایمنی هیچگونه کشیدگی نباید در طول تیوپ صورت گیرد .
- برای بستن ست تیوپ دور مبدل گرما از قسمت انتهایی شروع کنید و در خلاف حرکت عقربه های ساعت تیوپ را دور قسمت مبدل گرما بپیچانید . بهتر است فاصله بین دستگاه و بیمار کمتر از ۸۲ سانتی متر باشد .

مراحل خاموش کردن دستگاه:

۱. با استفاده از سوئیچ دستگاه را در حالت Standby قرار دهید . فشار وارد بر دستگاه را با خاموش کردن پمپ تزریق و یا هر کاف فشار دیگری ، اگر به دستگاه وصل است بردارید (. تا حد امکان بار روی دستگاه را به حداقل برسانید) .
۲. ست مصرفی را از روی مبدل گرما جدا کنید و به شیوه مناسبی دور بریزید .
۳. دستگاه را از برق جدا کنید و استریل نمایید .

نگهداری دستگاه:

توصیه می شود برای تمیز کردن دستگاه مقداری پودر شوینده در آب بریزید و یک دستمال پارچه ای در آن فرو کرده و دستگاه را توسط آن تمیز کنید . از مواد مخصوص تمیز کردن پلاستیک نیز می توان استفاده کرد . جهت ضدعفونی کردن از هر الکلی می توان استفاده کرد .
محفظه و شیارهای آلومینیومی را به طور معمولی تمیز کنید . این کار به دوام دستگاه کمک کرده و همچنین تبادل گرمایی بین شیارها و تیوپ ماده تزریقی به بهترین نحو صورت می گیرد .

