

راهنمای کاربری تخت احیا مارک AMEDA



- ۱- نشان دهنده دما پوست بدن نوزاد
- ۲- جهت کاهش یا افزایش دما در حالت manual
- ۳- کلید انتخاب حالت کارکرد
(جهت انتخاب حالت کنترل دما توسط پروب پوستی و یا به صورت دستی)
- ۴- نشانگر وات خروجی (جریان خروجی جهت روشن شدن رادیانت هیتر
به صورت درجه بندی روی یار گراف در حالت manual)
- ۵- جهت انجام امور کالیبراسیون
- ۶- قطعی پروب
- ۷- اختلاف دما بیشتر یا کمتر از ۱ درجه
- ۸- نبود جریان الکتریکی ۷ ۲۲۰
- ۹- جهت قطع صدای بازر
- ۱۰- محل قرار گرفتن پروب پوستی نوزاد
- ۱۱- سلکتور تنظیم دما توسط user